

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Map3K5-T918 Para Wb, Elisa - Q99683

Número de artículo: CM0001401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al Thr918 fosforilado de MAP3K5 humana (ASK1, MEKK5). Validado para Western Blot y ELISA. Ideal para estudiar la apoptosis, la respuesta al estrés oxidativo y las vías de señalización de las quinasas MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MAP3K5-T918 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Fosfo-MAP3K5-T918
Especie	Humano
GeneID	4217
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99683
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo