


Anti-Fosfo-Mapk14 (T180/Y182) / Mapk11 (T180/Y182) / Mapk13 (T180/Y182) / Mapk12 (T183/Y1845) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Número de artículo: CM0001706



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta las p38 MAPK fosforiladas (MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14) en sitios clave de activación, con aplicaciones para WB y ELISA y reactividad cruzada con humano y rata, ideal para estudiar la señalización de estrés y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845 pAb de Conejo
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T180 & Y182 de MAPK14MAPK11 humana (NP_002742.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Envío	Bolsa de hielo