

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Mapkapk-2/Mk2-T334 Para Ihc-P, Elisa - P49137

Número de artículo: CM0000836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334 validado para IHC-P y ELISA, dirigido contra MAPKAPK2 humana, de ratón y de rata fosforilada en la treonina 334. Ideal para estudios de señalización de estrés y regulación de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9261
GeneID	9261
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T334 de MAPKAPK2 humana (NP_116584.2?).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49137
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo