

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Mapkapk2 (T334) Para Wb, Elisa - P49137

Número de artículo: CM0001195



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo contra MAPKAPK2 en la treonina 334. Adecuado para Western blot y ELISA; reacciona con MAPKAPK2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización de estrés, inflamación y daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9261
ID de Gen	9261
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T334 de MAPKAPK2 humano (NP_116584.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49137
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo