

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Marcks-S158 Para Wb - P29966

Número de artículo: CM0001233

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para MARCKS fosforilado en Ser158. Validado para detección por Western blot en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por PKC, la dinámica del citoesqueleto de actina y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Fosfo-MARCKS-S158 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S158
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4082
GeneID	4082
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los residuos alrededor de S158 de MARCKS humano (fosfo-específico)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29966
Peso de proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo