

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Mek1-S298 Para Wb - Q02750

Número de artículo: CM0001071



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fosfo-MEK1-S298 para Western Blotting y ELISA. Validado en Humano y Rata. Se dirige a la MEK1 humana fosforilada en la serina 298, una quinasa de doble especificidad clave en la cascada de señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Anti-Fosfo-MEK1-S298 de conejo
Observaciones/Alias	MEL; Fosfo-MEK1-S298
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S298 de la MEK1 humana (Q02750)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q02750
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo