

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Mek1-S298 Para Wb, Ip, Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0000967



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MEK1 fosforilada (S298), validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de la vía MAPK/ERK e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MEK1-S298 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Fosfo-MEK1-S298
Especie	Humano
ID de Gen	5604
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S298 de MEK1 humana (NP_002746.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo