

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Mek2 (T394) Para Wb E If/Icc - P36507

Número de artículo: CM0001573



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta los niveles endógenos de MEK2 solo cuando está fosforilada en la Treonina 394, una quinasa crítica en la cascada de señalización MAPK/ERK. Apto para aplicaciones de Western blot e inmunofluorescencia en células humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MEK2-T394 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Fosfo-MEK2-T394
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5605
ID de Gen	5605
Inmunógeno	Un péptido específico de fosfato correspondiente a los residuos que rodean la T394 de la MEK2 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36507
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo