

## Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Met-Y1234/1235 Para Wb, Elisa - P08581

Número de artículo: CM0001305



### Introducción

El policlonal de conejo Anti-Fosfo-MET-Y1234/1235 de CamelBio detecta MET fosforilado (Y1234/1235) en muestras humanas mediante WB y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización de HGF/MET y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Policlonal de conejo Anti-Fosfo-MET-Y1234/1235                                        |
| Observaciones/Alias | DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; Fosfo-MET-Y1234/1235                         |
| Especie             | Humano                                                                                |
| GeneID              | 4233 (humano)                                                                         |
| Inmunógeno          | Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1234 y Y1235 del MET humano (NP_000236.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                |
| SWISS               | P08581                                                                                |
| Peso de la proteína | 156kDa                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                        |