

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) Para Wb/If/Elisa - P46734 / P52564

Número de artículo: CM0000820

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a la fosforilación en S189 de MKK3 y S207 de MKK6. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de ratón para el estudio de vías de MAPK activadas por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Especie	Humano
ID del gen	5606/5608
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S189/S207 de MKK3/MKK6 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46734/P52564
Peso de la proteína	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Envío	Bolsa de hielo