

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Mst1-T183+Mst2-T180 Para Wb Y Elisa - Q13188 / Q13043

Número de artículo: CM0001324



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que reconoce MST1 (T183) y MST2 (T180) en humano, ratón, rata. Ideal para WB y ELISA en la investigación de la vía de señalización Hippo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MST1-T183+MST2-T180 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	KRS1; MST2; KRS2; MST1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T180/T183 de MST2 humano (NP_006272.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13188/Q13043
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo