


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Mst1/Stk4-T387 Para Western Blot Y Elisa - Q13043

Número de artículo: CM0001244



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MST1/STK4 fosforilado en T387, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la apoptosis y la vía de señalización Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MST1/STK4-T387 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KRS2; MST1; YSK3; Fosfo-MST1/STK4-T387
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6789
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T387 de MST1/STK4 humano (NP_006273.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13043
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo