

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Mtor-S2448 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Número de artículo: CM0001894



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-mTOR (Ser2448) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con mTOR humano, de ratón y de rata, dirigido a un sitio clave de fosforilación en la investigación de señalización de mTOR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-mTOR-S2448
Observaciones/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Fosfo-mTOR-S2448
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2475
GeneID	2475
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42345
Peso Molecular de la Proteína	289kDa
Envío	Bolsa de hielo