

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Mtor-S2448 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Número de artículo: CM0000987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-mTOR-S2448 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta mTOR humano, de ratón y rata cuando está fosforilado en la serina 2448. Ideal para el análisis de la vía de señalización de mTOR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-mTOR-S2448 Rabbit pAb
Notas/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Especie	Humano
GeneID	2475
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S2448 del mTOR humano (NP_004949.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42345
Peso de la Proteína	289kDa
Envío	Bolsa de hielo