

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mtor Fosforilado (S2481) Para Wb, Elisa - P42345

Número de artículo: CM0000582



Introducción

Valida la señalización de mTOR con este anticuerpo policlonal de conejo específico para la Ser2481 fosforilada. Apto para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de vías metabólicas y de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-mTOR-S2481 Rabbit pAb
Notas / Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2475
ID del Gen	2475
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S2481 de mTOR humano (NP_004949.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envío	Bolsa de hielo