

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Mtor (Ser2481) Para Wb, Elisa - P42345

Número de artículo: CM0001176



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo-mTOR (Ser2481) validado para WB y ELISA. Detecta mTOR humano y de ratón. Herramienta clave para investigar la actividad de mTORC2, el cáncer y las vías de señalización metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Fosfo-mTOR-S2481 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Fosfo-mTOR-S2481
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2475
GeneID	2475
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S2481 de mTOR humano (P42345).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envío	Bolsa de hielo