

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ncf4 (P40-Fox) T154 Para Wb Y Elisa - Q15080

Número de artículo: CM0001881



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico contra NCF4/p40-fox humano (sitio de fosforilación T154). Adecuado para WB y ELISA, ayuda a investigar la activación del complejo NADPH oxidasa y la biología de los fagocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-NCF4/p40-fox-T154
Observaciones/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; Fosfo-NCF4/p40-fox-T154
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4689
GeneID	4689
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T154 de NCF4 humano (NP_000622.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15080
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo