


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ndrgr1-S330 Para Wb, Elisa - Q92597

Número de artículo: CM0001476



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-NDRG1 (S330) validado para Western blot (WB) y ELISA, reactivo con humano y ratón. Útil para la investigación de respuesta al estrés, supresión de tumores y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-NDRG1-S330 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; Fosfo-NDRG1-S330
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10397
GeneID	10397
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S330 de NDRG1 humano (NP_001128714.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92597
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo