


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-NdrG1 (T346) Para Wb Y Elisa - Q92597

Número de artículo: CM0001878



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-NDRG1 (T346) para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta el supresor tumoral sensible al estrés NDRG1 fosforilado en la treonina 346. Validado en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-NDRG1-T346
Observaciones/Alias	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Fosfo-NDRG1-T346
Especie	Humano
ID del Gen	10397
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T346 de NDRG1 humano (NP_001128714.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92597
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo