


Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-S311 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0000454



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra NF-kB p65 (RelA) fosforilado en Ser311. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humanos y ratones. Ideal para investigación en señalización de NF-kB, inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-NF-kB p65/RelA-S311
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S311
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5970
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de la posición S311 de RelA humana (NP_068810.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q04206
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo