


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-S536 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0001723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la vía de señalización de NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536
Especie	Humano
GeneID	5970
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S536 de RelA humano (NP_068810.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo