


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Para Wb, Ip, Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0000695



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la NF-kB p65/RelA fosforilada en Ser468.

Validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar vías de señalización de inflamación, inmunidad y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-NF-kB p65/RelA-S468 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S468
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5970
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S468 de RELA humana (NP_068810.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo