


Mab De Conejo Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser529) Para Wb Y Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0001248



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido al sitio de fosforilación S529 de la NF-kB p65 (RelA) humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización de NF-kB en inflamación, inmunidad y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Fosfo-NF-kB p65/RelA-S529
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de la S529 de la NF-kB p65/RelA humana (NP_068810.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q04206
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo