


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T435 Para Wb Y Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0001187



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NF-kB p65 (RelA) fosforilado en Thr435. Validado para WB y ELISA, reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de señalización de NF-kB e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	Phospho-NF-kB p65/RelA-T435 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T435
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5970
ID del gen	5970
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T435 de RelA humano (NP_068810.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q04206
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo