


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Nf-Kb2-S866 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Número de artículo: CM0001456



### Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-NF-κB2-S866 detecta específicamente la proteína NF-κB2 p100/p52 endógena fosforilada en la Serina 866. Ideal para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Fosfo-NF-κB2-S866 Rabbit pAb                                                         |
| Observaciones/Alias | p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866       |
| Especie             | Humano                                                                               |
| ID del gen (Humano) | 4791                                                                                 |
| Inmunógeno          | Un péptido fosforilado sintético alrededor de S866 de NF-κB2 humano (NP_001070962.1) |
| Origen              | Conejo                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                             |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                        |
| SWISS               | Q00653                                                                               |
| Peso de la proteína | 97kDa                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                       |