


Mab De Conejo Anti-Fosfo-Nfkb1-S337 Para Wb, Elisa - P19838

Número de artículo: CM0000738



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-NFKB1-S337 detecta niveles endógenos de NFKB1 solo cuando está fosforilado en la serina 337. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas: ideal para investigación en inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-NFKB1-S337
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	4790
ID del gen	4790
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo S337 de NFKB1 humano (NP_001158884.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P19838
Peso de la proteína	85kDa/105kDa
Envío	Bolsa de hielo