

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Nfkb1-S893 Para If/Icc - P19838

Número de artículo: CM0000944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra NFKB1 p105 fosforilado en S893. Validado para inmunofluorescencia/inmunocitoquímica en muestras humanas. Apoya la investigación sobre la señalización de NF-κB, inflamación y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-NFKB1-S893
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NFKB1-S893
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los residuos que rodean a S893 de NFKB1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IF/ICC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo