


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfkb1 Fosforilado (S932) Para Wb - P19838

Número de artículo: CM0000536



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente a NFKB1 fosforilado en la serina 932. Validado para Western Blot en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización de NF-kB e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-NFKB1-S932 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S932
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido fosfoespecífico correspondiente a los residuos alrededor de S932 de la NFKB1 humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19838
Peso de la proteína	105kDa
Envío	Bolsa de hielo