

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Nmdar1-S890 Para Wb, Elisa - Q05586

Número de artículo: CM0000533



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta NMDAR1 fosforilado en Ser890. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para el estudio de la señalización del receptor NMDA en plasticidad sináptica y neuropatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-NMDAR1-S890 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Fosfo-NMDAR1-S890
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2902
ID del Gen	2902
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S890 de NMDAR1 humano (NP_015566.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q05586
Peso de la Proteína	105kDa
Envío	Bolsa de hielo