

Anticuerpo Policlonico Anti-Fosfo-Nmdar1 (S896/S897) Para Wb Y Elisa - Q05586

Número de artículo: CM0001674



Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo frente a la Ser896/Ser897 fosforilada de la proteína humana NMDAR1 (GluN1). Apto para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de plasticidad sináptica y receptores NMDA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-NMDAR1-S896/S897 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896/S897
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2902
GeneID	2902
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de las posiciones S896 y S897 de la proteína NMDAR1 humana (NP_015566.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05586
Peso Molecular de la Proteína	105kDa
Envío	Bolsa de hielo