

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Npm1-T199 Para Wb, Elisa - P06748

Número de artículo: CM0001752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta NPM1 fosforilado en Thr199 en muestras humanas. Adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la fosforilación de nucleofosmina en la biogénesis de ribosomas, duplicación de centrosomas e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-NPM1-T199 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	B23; NPM; Fosfo-NPM1-T199
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4869
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de T199 de NPM1 humano (NP_001032827.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06748
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo