


Anti-Fosfo-Nrf2-S40 Mab De Conejo Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16236

Número de artículo: CM0000880



Introducción

El mAb de conejo anti-Fosfo-NRF2-S40 detecta NRF2 fosforilado (Ser40) en humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación sobre estrés oxidativo y citoprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Fosfo-NRF2-S40
Observaciones/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Fosfo-NRF2-S40
Especie	Humano
ID del gen	4780 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de la posición S40 de la proteína NRF2 humana (Q16236)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16236
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo