


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Nrf2-S40 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16236

Número de artículo: CM0000604



Introducción

Validado para WB, IF/ICC, ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo detecta NRF2 humano fosforilado en la serina 40. Una herramienta esencial para la investigación del estrés oxidativo, la señalización redox y la citoprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-NRF2-S40
Observaciones/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Fosfo-NRF2-S40
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4780
ID del Gen	4780
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S40 de NRF2 humano (NP_006155.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16236
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo