

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Nucleolina-T76 Para Ihc-P, Elisa - P19338

Número de artículo: CM0001614



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fosfo-Nucleolina-T76 para detectar Nucleolina humana fosforilada en T76. Validado para IHC-P y ELISA. Apoya la investigación sobre biogénesis de ribosomas y dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Fosfo-Nucleolina-T76
Observaciones/Alias	C23; Nsr1; Phospho-Nucleolin-T76
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4691
GeneID	4691
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los residuos alrededor de T76 de la Nucleolina humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19338
Peso de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo