


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-P38 Mapk (T180) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539 / P53778 / Q15759

Número de artículo: CM0001036



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la p38 MAPK fosforilada (Thr-180), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Esencial para el estudio de la señalización de la quinasa MAPK activada por estrés, la inflamación y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-p38 MAPK-T180 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Fosfo-p38 MAPK-T180
Especie	Humano
GenelD (humano)	1432, 6300, 5600
GenelD	1432
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T180 de la p38 MAPK humana (NP_620581.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo