


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-P38 Mapk (T180/Y182) Para Wb Y Elisa - Q15759 / P53778 / O15264 / Q16539

Número de artículo: CM0000843



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra p38 MAPK fosforilado (T180/Y182). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de vías de señalización de estrés e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-p38 MAPK-T180/Y182
Observaciones/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Fosfo-p38 MAPK-T180/Y182
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5600/6300/5603/1432
GenelD	5600/6300/5603/1432
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de T180 y Y182 de MAPK humano (NP_002742.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Peso Molecular de la Proteína	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo