


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Número de artículo: CM0000713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad dirigido contra p38 MAPK fosforilada (Tyr182). Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigar vías de transducción de señales de estrés e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Fosfo-p38 MAPK-Y182
Observaciones/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Fosfo-p38 MAPK-Y182
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y182 de MAPK humano (NP_620581.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo