

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-P53-S15 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0000917



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para p53 fosforilada en Ser15. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Para estudiar la respuesta al daño del ADN, la apoptosis y la regulación del ciclo celular en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-p53-S15 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Fosfo-p53-S15
Especie	Humano
GenelD (humano)	7157
GenelD	7157
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S15 de p53 humano (NP_000537.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo