

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-P53-S315 Para Wb, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la p53 fosforilada en Ser315. Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de rata. Apto para investigación en apoptosis, ciclo celular y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-p53-S315 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Fosfo-p53-S315
Especies	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido fosforilado sintético alrededor de S315 de la p53 humana (NP_000537.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo