


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-P53 (S33) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001860



Introducción

El anticuerpo pAb de conejo Phospho-p53-S33 detecta niveles endógenos de p53 fosforilado en Ser33 en humanos, ratones y ratas. Adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA, es una herramienta valiosa para estudiar la detención del ciclo celular mediada por p53, la apoptosis y la señalización de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	Phospho-p53-S33 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	7157
ID del gen	7157
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético fosforilado alrededor de la posición S33 de p53 humana (NP_000537.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04637
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo