


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-P53 (Ser15) Para Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001774



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra la fosfo-p53 humana (Ser15). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con p53 humana y de ratón. Ideal para la investigación del cáncer y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Fosfo-p53-S15 mAb de conejo
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Fosfo-p53-S15
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7157
ID de gen	7157
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S15 de p53 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04637
Peso proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo