

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-P53 (T55) Para Wb Y Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001095



Introducción

Fosfo-p53-T55 mAb de conejo (Ref. AP0986) validado para WB y ELISA. Detecta específicamente la p53 humana fosforilada en Thr55, permitiendo estudios sobre la activación de p53 y los mecanismos de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-p53-T55 mAb de conejo
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-T55
Especie	Humano
GeneID	7157
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T55 de p53 humana (P04637)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo