


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-P53 (T81) Para Wb, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra p53 fosforilado en Thr81, validado para WB y ELISA en humano y rata. Ideal para estudios de apoptosis, regulación del ciclo celular y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-p53-T81 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P53, BCC7, LFS1, BMF55, TRP53, Fosfo-p53-T81
Especie	Humano
GeneID (humano)	7157
GeneID	7157
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de T81 del TP53 humano (NP_000537.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04637
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo