


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-P70 S6 Kinasa 1-S371 Para Wb Y Elisa - P23443

Número de artículo: CM0000752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta la p70 S6 quinasa 1 fosforilada en Ser371. Validado para WB y ELISA; reacciona con RPS6KB1 humano y de ratón. Apoya la investigación de señalización mTOR y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-p70 S6 Kinasa 1-S371 Conejo pAb
Observaciones/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Fosfo-p70 S6 Kinasa 1-S371
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6198
GeneID	6198
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S371 de RPS6KB1 humano (NP_001258989.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo