


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-P70 S6 Kinasa 1 (Ser371) Para Wb Y Elisa - P23443

Número de artículo: CM0000427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad que reconoce específicamente la p70 S6 Kinasa 1 humana fosforilada en Ser371. Adecuado para Western blot (WB) y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Detecta una banda a 59 kDa. Ideal para estudios de señalización mTOR y crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-p70 S6 Kinasa 1-S371 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Fosfo-p70 S6 Kinasa 1-S371
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6198
GeneID	6198
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S371 de P70S6K1 humana (NP_001258989.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P23443
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo