


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380) Para Wb, Elisa - Q15418

Número de artículo: CM0001453



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a RSK1/RPS6KA1 en Ser380. Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización MAPK, la proliferación celular y la supervivencia. Uniprot: Q15418.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Fosfo-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Especie	Humano
GeneID	6195
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de S380 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (Q15418)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15418
Peso molecular de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo