


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pak1/2/3 (S144/S141/S139) Para Wb Y Elisa - Q13153 / Q13177 / O75914

Número de artículo: CM0001673



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosforilación que reconoce PAK1 (S144), PAK2 (S141) y PAK3 (S139). Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis, citoesqueleto y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Fosfo-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Observaciones/Alias	PAKalpha; Fosfo-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5058/5062/5063
GeneID	5058/5062/5063
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S144 de PAK1 humana (Q13153)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Peso de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo