

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pak2 (S20) Para Wb, Elisa - Q13177

Número de artículo: CM0001110



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a PAK2 en la serina 20. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de PAK2 en apoptosis y dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-PAK2-S20
Observaciones/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Especie	Humano
ID del gen	5062
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S20 de PAK2 humano (NP_002568.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13177
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo