


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Paxilina Fosforilada (Y118) Para Wb, Elisa - P49023

Número de artículo: CM0001817



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para Paxilina fosforilada (Tyr118). Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de adhesiones focales y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb de conejo contra Paxilina fosforilada Y118
Notas / Alias	PXN; paxilina; Paxilina fosforilada Y118
Especie	Humano
ID genético (Humano)	5829
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado correspondiente a la región de Y118 de la paxilina humana (P49023)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49023
Peso proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo