

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pdgfr Alfa-Y754 Para Wb, Elisa - P16234

Número de artículo: CM0001694



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra PDGFR alfa en Tyr754. Validado para Western blot y ELISA. Detecta niveles endógenos de PDGFR alfa solo cuando está fosforilado en Tyr754. Reactivo en humano. Útil para estudiar la señalización de PDGF y oncología. Peso molecular predicho 123 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-PDGFR alfa-Y754
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Fosfo-PDGFR alfa-Y754
Especie	Humano
ID del Gen	5156
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y754 de PDGFRA humano (NP_006197.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16234
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo